

# « QUIZ »

## choix et port du masque

D ZARO-GONI, C GAUTIER, JC CETRE

Sessions parallèles  
du vendredi 5 juin 2008

SP 12

*08h00-09h00*


Pour chaque question, testez vos connaissances en répondant au moyen du boîtier à télécommande:




Indiquez parmi les  
4 propositions  
**la** ou **les**  
propositions exactes.

Vous disposez de  
**30 secondes** / quizz  
pour répondre.

# 1. Chaîne de transmission de l'infection



# Réservoirs, transmission, infection



1. Les particules atteignant les alvéoles pulmonaires, ont une taille de :


1.  $>10\mu\text{m}$

2. entre  $5-10\mu\text{m}$


3.  $>2-5\mu\text{m}$

4.  $1\mu\text{m}$

♂1. Les particules atteignant les alvéoles pulmonaires,  
ont une taille de : ♂♂



- Réponse exacte 4
- Les particules atteignant les alvéoles pulmonaires ont une taille voisine du micron.
- La pénétration d'une particule dans les voies respiratoires est fonction de son diamètre

**TRACHEE**

- particules > 10 microns

**BRONCHES**

- particules : 5 à 10 microns

**BRONCHIOLES**

- particules : 1 à 5 microns

**ALVEOLES**

-particules : 0.01 à 1 micron

*Roy, C. J. et al - N Engl J Med 2004;350*

## 2. Les gouttelettes:

1. Sont projetées sur  
une distance  $> 2$   
mètres

2. Ont une taille  $> 5\mu\text{m}$


3.  
Sédimentent  
rapidement

4. Se déposent au  
niveau des alvéoles  
pulmonaires





## ♂2. Les gouttelettes: ♂♂



- **Réponses exactes 2 et 3**
- **Les gouttelettes sont de gros calibre  $>5\mu\text{m}$**
- **Elles sont projetées sur une courte distance voisine du mètre, et sédimentent rapidement dans l'environnement immédiat du malade (moins d'1 m). Ce sont les « courts-courriers » de la transmission**
- **Vu leur diamètre, elles n'atteignent pas les alvéoles pulmonaires**



**Éternuement** : émission de gouttelettes  
BMJ 22-29 december 2007 Volume 335

3. Les maladies infectieuses transmises par la voie « gouttelette » sont :


1. Les méningococcies

2. La rougeole

3. Les streptococcies  
D

4. La coqueluche

♂3. Les maladies infectieuses transmises par la voie  
« gouttelette » sont :♂♂



- Réponses exactes: 1, 4
- Le méningocoque, le virus grippal, *Bordetella pertussis*, bactérie agent de la coqueluche, le virus respiratoire syncytial (VRS), les adénovirus, *Haemophilus influenzae* (méningite, épiglottite) sont transmis par la voie « gouttelettes ».
- 2 est faux car la rougeole se transmet par voie « air »
- 3 est faux : le Streptocoque D se transmet par voie contact; le Streptocoque A est transmis par voie « gouttelettes ».

#### 4. Les aérosols (précautions « air »):


1. Se disséminent  
à distance

2. Ont une taille <  
5 $\mu$ m

3. Sédimentent  
rapidement

4. Atteignent le  
poumon profond

#### 4. Les aérosols (précautions « air »):





- Réponses exactes 1, 2, 4
- Les aérosols ont une taille  $< 5\mu$  et peuvent se propager à distance: ce sont les « longs courriers » de la transmission



- Ils atteignent le poumon profond
- Réponse 3 fausse car leur vitesse de sédimentation est lente: une particule d' $1\mu\text{m}$  sédimente d' $1\text{ mètre}$  en 8 heures ! Les aérosols restent en suspension.

55  
5. Les maladies infectieuses transmises par la voie « air » ou « aéroportée » sont:


1. La varicelle

2. La rubéole

3. Les maladies à Rotavirus

4. La tuberculose

♂5. Les maladies infectieuses transmises par la voie  
« air » ou « aéroportée » sont: ♂♂




- **Réponses exactes: 1, 4**
- **La tuberculose est la maladie type transmise par la voie « aéroportée » ou « aérosols »**
- **Cette voie concerne également la rougeole et la varicelle (VZV)**
- **2 est faux car la rubéole se transmet par la voie gouttelette**
- **3 est faux car le Rotavirus se transmet par voie contact**

### Exemple : transmission nosocomiale d'une varicelle en réanimation

- patient intubé, ventilé → un infirmier non immunisé et ne portant pas d'équipement de protection.


- uniquement par l'intermédiaire de la porte entrouverte



- arguments expérimentaux (modélisation des flux)  
et épidémiologiques (identité de la souche par génotypage)

*Tang et al – J Hosp Inf 2005; 61*

# Transmission d'agents infectieux dans /sur...



BK Varicelle  
Rougeole

Strepto A  
Grippe Méningo

Particules

$< 5\mu\text{m}$

« Longs  
Courriers »

Gouttelettes

$> 5\mu\text{m}$

« Courts  
Courriers »

## 2. Quels masques choisir ?



## 2.1. Les masques chirurgicaux





## 6 . Le masque chirurgical:

1. Est un dispositif médical


2. Piège les germes transmissibles par voie « gouttelettes »

3. Piège les germes transmissibles par voie « air »

4. Est toujours imperméable



♂6 . Le masque chirurgical:♂♂




- **Réponses exactes 1, 2 et 3**
- **Le masque chirurgical est un dispositif médical (DM) de classe I**
  - Relève de la Directive européenne 93/42/CEE
  - Conformité attestée par le marquage CE
  - Dépend de l'AFFSAPS
- **Il évite, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « **gouttelettes** » ou « **aérienne** ».**



- Réponses exactes 1, 2 et 3

• Le masque chirurgical **protège** celui qui le porte contre les agents infectieux transmissibles par voie « **gouttelettes** ».



gouttelettes

• En aucun cas il ne le protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « air » ou aéroportée.

- Réponses exactes 1, 2 et 3
- 4 est faux: le masque chirurgical n'est pas systématiquement imperméable. Il est soumis à la norme EN 14683 (mars 2006)

Test	Type I	Type IR	Type II	Type IIR
Efficacité de filtration bactérienne (EFB) exprimée en %	≥ 95	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Pression différentielle (exprimée en Pascal)	< 29,4	< 49	< 29,4	< 49
Pression de la résistance aux éclaboussures (exprimée en mm de mercure)	Non exigé	≥ 120	Non exigé	≥ 120
Les masques IR et IIR sont dits « résistants aux éclaboussures »				



Lors d'un éternuement



Sneeze with a surgical mask: posterior view



| Sneeze with a surgical mask: lateral view

La majorité des particules est arrêtée...

## Appareils de protection respiratoire (APR)



## 7. Les appareils de protection respiratoire (APR) :

1. Sont des dispositifs médicaux


2. Comprennent les appareils jetables FFP

3. Comprennent les appareils à cartouche filtrante

4. Comprennent les masques chirurgicaux



♂7. Les appareils de protection respiratoire (APR) : ♂



- **Réponses exactes 2 et 3**
- **Les APR sont des équipements de protection individuelle qui se classent en :**
  - **Appareils jetables de type « pièce faciale filtrante » FFP**
  - **Appareils à filtre anti-gaz (APR à cartouche filtrante jetable ou réutilisable)**
- **Réponse 1: fausse. Les APR ne relèvent pas de la réglementation des DM.**
- **Réponse 4: fausse. Les masques chirurgicaux ne font pas partie des APR.**

## 8 . Les APR de type FFP:


1. Comportent 3 classes

2. Protègent le porteur, des germes transmissibles par voie « aérosols »

3. Sont à utiliser dans le cadre des précautions « standard »

4. Protègent le porteur, lors de l'utilisation d'acide peracétique

## ♂8 . Les APR de type FFP: ♂♂



- Réponses exactes 1, 2,
- 1: selon la norme EN 149, les pièces faciales filtrantes (FFP) sont des APR et sont classées en fonction de leur efficacité: FFP1, FFP2 et FFP3.


EN 149 : 2001		
CLASSIFICATION	FUITE TOTALE MAXIMALE	PENETRATION MAXIMUM DU FILTRE (NACL ET HUILE DE PARAFFINE)
FFP1	22 %	20 %
FFP2	8 %	6 %
FFP3	2 %	1 %

- Réponses exactes 1, 2
- 2: Les APR de type FFP protègent celui qui le porte contre l'inhalation d'agents infectieux à transmission « aéroportée » (a fortiori « gouttelettes »)
- 3 est faux : les précautions « standard » concernent le port d'un masque chirurgical (I R ou II R).
- 4 est faux. Les FFP ne protègent en aucun cas contre les vapeurs ou les gaz.










Type	Couleur	Applications principales
A	Marron	Vapeurs organiques (point d'ébullition $>65^{\circ}\text{C}$ ).
B	Gris	Gaz/vapeurs inorganiques (chlore, acide cyanhydrique...).
E	Jaune	Gaz acides (anhydride sulfureux, acide chlorhydrique...).
K	Vert	Ammoniac.
AX	Marron	Composés organiques (point d'ébullition $>65^{\circ}\text{C}$ ).
SX	Violet	Gaz et vapeurs spécifiques (voir information).
P	Blanc	Particules.




### 3. Mise en place d'un masque ou d'un APR







## Masques chirurgicaux Mode d'emploi



- Il existe un « sens » de pose :
  - La mention imprimée sur le masque est présentée vers l'extérieur
  - On applique sur le visage le côté le plus rembourré de la barrette
- Une technique de pose
  - n'extraire qu'un seul masque de l'emballage en le saisissant par sa partie centrale externe
  - respecter le sens de pose (barrette en haut, plis plongeants)
  - l'appliquer sur le visage en le tenant par les liens
  - le masque doit couvrir nez, menton et bouche
  - la barrette nasale est pincée au niveau du nez
  - le masque est manipulé uniquement à la pose et au retrait



## Masques chirurgicaux Mode d'emploi



- Modalités de changement :
  - Le masque est à changer :
    - au moins toutes les trois heures, en cas de port de longue durée
    - en cas de souillure ou de projection
    - s'il a été touché et/ou baissé au niveau du cou
- Il convient :
  - de manipuler le masque par les liens pour l'enlever
  - d'éliminer le masque sans délai
  - de pratiquer une friction hydro-alcoolique avant et après chaque changement de masque

# APR de type FFP


## Mode d'emploi



- APR de type FFP : technique de pose
  - extraire le masque de son emballage
  - respecter le sens de pose (barrette en haut)
  - appliquer le masque sur le visage en couvrant nez, menton et bouche
  - la barrette nasale est pincée au niveau du nez
  - obturer brièvement le filtre ou la surface filtrante avec les mains et si nécessaire avec une feuille de plastique,
  - inspirer lentement et vérifier que le masque tend à s'écraser ; s'il est encore possible d'inhaler, c'est que le masque fuit au niveau du joint facial.
  - le masque est manipulé uniquement à la pose et au retrait
  - le masque est éliminé après utilisation dans les DASRI : la durée d'utilisation maximale est mentionnée par le fabricant




## APR à cartouche filtrante Mode d'emploi



- APR à cartouche jetable et d'une seule pièce
  - Vérifier la correspondance de l'appareil avec le type de pollution à maîtriser
  - Vérifier l'étanchéité au visage, en bouchant les entrées d'air avec la main
  - Respecter la durée d'utilisation prévue par le laboratoire
  - Eliminer l'APR dans les DASRI après usage
- APR réutilisable à cartouche filtrante changeable
  - Vérifier la correspondance de l'appareil avec le type de pollution à maîtriser
  - Vérifier l'étanchéité au visage, en bouchant les entrées d'air avec la main
  - Désinfecter l'APR à intervalles réguliers et après chaque utilisation
  - Tracer l'utilisation de l'APR et les changements de filtre
  - Stocker à l'abri de la chaleur, des poussières, de l'humidité et des substances dangereuses

# ***Bon masque!***

## ***Bon vent!***



# EVALUATION

« Quand je regarde mes performances, je suis inquiet...  
Quand je me compare, je suis rassuré! »

Attribuez une note de 1 à 9

- Sur le fond
- Sur la forme



Cet atelier vous a-t-il apporté des  
informations utiles à votre pratique ?<sup>29</sup>

NOTEZ DE 1 à 9







Etes-vous satisfait des modalités 30  
pédagogiques ? NOTEZ DE 1 à 9



Cet atelier vous a-t-il apporté des informations utiles  
à votre pratique ? NOTEZ DE 1 à 9



Etes-vous satisfait des modalités pédagogiques ?  
NOTEZ DE 1 à 9



Merci de votre attention,

Pensez bien à restituer votre boitier

Bon congrès !